

Plan de adquisición de EPP e inventario de disponibilidad por parte de la institución, incluyendo los EPP entregados por la ARL.

Tipo de EPP	Cantidad por empresa	Cantidad por ARL	Frecuencia de entrega	Especificaciones técnicas que cumple	Información a reportar mensualmente	BOGOTÁ				MANIZALES				MEDELLÍN				PALMIRA				TOTAL NACIONAL	NECESIDAD MENSUAL EPP (cantidad)					FRECUENCIA DE ENTREGA EPP				LOS EPP CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE MINSALUD*					
						UN	ARL POSITIVA	ARL SURA	CANTIDAD TOTAL POR ELEMENTO	UN	ARL POSITIVA	ARL SURA	CANTIDAD TOTAL POR ELEMENTO	UN	ARL POSITIVA	ARL SURA	CANTIDAD TOTAL POR ELEMENTO	UN	ARL POSITIVA	ARL SURA	CANTIDAD TOTAL POR ELEMENTO		BOGOTÁ	MEDELLÍN	MANIZALES	PALMIRA	TOTAL	BOGOTÁ	MEDELLÍN	MANIZALES	PALMIRA	BOGOTÁ	MEDELLÍN	MANIZALES	PALMIRA	OBSERVACIONES	
																																					BOGOTÁ
Mascarilla quirúrgica	2,300	9,240	Diaria, cambio obligatorio o antes si presenta algún deterioro		N. de EPP de este tipo	2,300	1,663	6,732	10,695	0	0	0	873	200	0	0	200	0	845	0	845	12,613			150			273	421			Diario	Diario			SI	SI
Respirador tipo	6	9,129	Uso personal y se reemplaza según deterioro			0	6,137	820	6,957	0	0	0	113	0	0	0	0	0	0	172	172	9,242			121		28	149			Diario	Diario			SI	SI	
Vestido careta o gafas.	2	25	Uso personal y se reemplaza según deterioro			0	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27			0		0			Según neces.	Según necesidad.			SI			
Bata manga larga anti-fuogo.	1,676	2,305	Depende de actividades realizadas. Si el proveedor presta servicios adicionales de limpieza según necesidad. Para personal que no realice consulta presencial (telefónica) se suministra una por semana.	En las EMS de 30 a 35 gramos, manga larga y puño suelto tipo XL, con amarradores en la parte superior a nivel de cuello y 3 a nivel de cadera. LARGO: 100 CM. No requiere ALMACENAMIENTO. Manténgase un lugar fresco y seco. MÉTODO DE DESECHO: De acuerdo a la legislación.		1,576	1,162	504	3,682	0	0	0	434	100	0	0	100					199	4,405					375									
Guantes no estériles	500	24,816	Un par por cada atención y doble guante para toma de muestras COVID-19. Se tiene disponible una caja en cada consultorio para uso según necesidad que se reemplaza inmediatamente se agotan.	Guante succionado de látex con talco. Fabricados de látex de caucho natural grado alto de color blanco y/o natural por proceso de inmersión en alcohol. Biodegradables. Resista frot, agua y fuego. Chequea rivados polimerizados con USP Silicato de Magnesio el guante retirado, evite el desdoblamiento, preserve la resistencia y facilite el revestimiento del guante. Cepéjese para su uso. Este producto contiene látex natural lo cual puede causar reacciones alérgicas. Antes de su uso retirar de las manos cualquier objeto que pueda ocasionar rotura. No aplicar algún tipo de sustancia antes de colocar el guante. Una vez usada la unidad deséchela en el menor tiempo posible. Todos los guantes y sus fluidos corporales deben ser considerados como potencialmente infecciosos y se debe.		500	2,700	21,400	24,600	0	0	0	5,000	0	0	0	0					716	30,366					1084									
Guantes estériles	600	640	Un par por cada atención	Guante Quirúrgico látex con talco bajo en talco Color blanco y/o natural por proceso de inmersión. Operativo y táctil. Biodegradables. Micro indicación en palma y dedos. Estérilización en ETO. El guante bajo en talco contiene USP Silicato de Magnesio con un total de Contenido Polvo: <100 µg/cm² para reducir el riesgo al usuario sensible por alergia a la proteína Tipo I. Guante Quirúrgico látex con talco bajo en talco ALFASAFE 6 puede ser utilizado en procedimientos médicos quirúrgicos, de laboratorio entre otros. Verificar que el dispensador se encuentre en buen estado, con el fin de garantizar la esterilidad y asepsia del producto. Verificar que el guante esté dentro del periodo de vida útil. Abra el dispensador y tome un sobre de guante de látex estéril. Abra el sobre por las áreas superiores. Abra la hoja interna manteniendo la posición de derecha e izquierda del guante. Ajustar los guantes empujando las manos. Para retirar, tomar el primer guante de la cara externa y el segundo de la cara interna. En las EMS el guante, las manos, los brazos, vestidos y con antebrazos en la parte de abajo, resacas, etc. así. ALMACENAMIENTO: Manténgase en un lugar fresco y seco. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Lugar fresco y libre de humedad.		600	640	0	1,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0					716	1,340					0								
Polainas	1,000	1,186	Se suministra al bacteriólogo si la medida que realizan las tomas de muestra COVID-19.	En las EMS el guante, las manos, los brazos, vestidos y con antebrazos en la parte de abajo, resacas, etc. así. ALMACENAMIENTO: Manténgase en un lugar fresco y seco. MÉTODO DE DESECHO: De acuerdo a la legislación.		1,000	1,008	0	2,008	0	0	0	0	0	0	0					0	2,186					19										
Vestido quirúrgico (bata) de la bata que se lleva al final del turno	12	0	Se entrega dotación anual 3 uniformes. Los sanitarios por OPS se entrega un sobre con el primer pago del contrato una vez al año.	N/A		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0					0										
Gorro	26,900	329	Uso personal y se reemplaza según deterioro	Gorro no tejido desechable tipo bala de 15 a 20 gramos, tamaño estándar, encoruchado para ajuste. Suave y firme. VIAJETS, 2.4 An. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Lugar fresco y libre de humedad.		26,000	200	0	26,200	500	0	0	254	400	0	0	400					69	26,983					198									
Monogafas de protección personal para material orgánico o químico	0	902	Uso personal y se reemplaza según deterioro			0	859	43	902	0	0	0	0	0	0	0					89	902					162	28			Diario	Diario	Diario		SI	SI	
Careta de protección	0	#VALUE!	Se entregó una careta para uso personal, estas han sido reemplazadas por deterioro por pronto informe al servidor			0	151	#VALUE!	0	0	0	0	0	0	0	0					0	#VALUE!					0										
Tijeras Blancas	27	1,578	Se usan para la toma de muestras de COVID-19	Las tijeras blancas que ARL están elaboradas con la tecnología 51° (51° más micro porosa laminada con Quarbond). La cual tiene anti-bacteriano que reduce los riesgos de contaminación, la cual está especialmente diseñada para prevenir una contaminación de muestras, fortaleza, durabilidad y protección. La capa externa es un recubrimiento de protección con un período limitado de protección, el cual proporciona protección contra líquidos. Este material no requiere limpieza.		27	1,368	27	1,442	0	0	0	0	0	0	0	0					163	1,605					0									

* Responsables: Divisiones o Secciones de SST

Tipo de Elemento	ARL POSITIVA	ARL SURA
	24 de noviembre de 2021	12 de noviembre de 2021
Respiradores N95 (UNI)		304
Mascarilla quirúrgica (UNI)		900
Respirador anti-aerol		30
Guantes no estériles		700
Guantes estériles (PARCS)		
Guantes estériles (PARCS)		
Guantes estériles (PARCS)		
Careta de protección (UNI)		2
Monogafas (UNI)		6
Bata (UNI)		49
Bata quirúrgica		
Polainas (PARCS)		
Gorro desechable		
Gorro desechable		
Chovera antifrío con		
Chovera antifrío con		
Chovera antifrío con		
Chovera antifrío con (2024)		2300